



## Est?tika - MUSTER

### LIGHT4YOU

?tr?s vietas 60000 PULSED LIGHT-nes?p?gs-a br?ze



**muster**

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



### LIGHT4YOU

?tr?s vietas 60000 PULSED LIGHT-nes?p?gs-a br?ze

- 7 touch screen kr?su displejs"
- 60000 vietas
- Liela izm?ra apstr?d?t? plat?ba par vienu Spotlight: ben 7.5 cm2
- Apvienot dzes?šanas gaisa + ?dens un termoelektriskiem dzes?t?js
- ?rst?šana: dzes?šanas ?trumu handpiece un t?s sarež??ta tehnolo?ija garant?iev?rojami samazin?t ?rst?šanas laiku.

#### PROFESION?LU gaisa un ?dens DZES?ŠANU apr?kojums

Impulsa gaismas, novatorisku, ?tri un efekt?vi, neinvaz?va mati att?rtas. Ener?ijas izmantošana v?rsta Xenon gaismas, pieteikumu ties?bu aktiem tieši par matu s?pola ar p?rsteidzošu rezult?tu. Augstas intensit?tes foto epil?šanas IPL izmanto selekt?vu photothermolysis principu, radot virkni mirgo, kas inhib? š?nas, kas atbild par matu att?st?bu, veicinot pak?penisku un past?v?gu iz?emšanu no nev?lamiem matiem.

#### DATORIZ?TA MEDIC?NAS V?STURE

Datoriz?ta medic?nas v?sture ir vienk?rši un intuit?vi. Vienk?rši pieskarieties v?lamajai funkcijai video un ier?ce ?auj ?rti izskat?t visus parametrus, lai iestat?tu pareizu attieksmi — visas ar dažu sekunžu laik?. LIGHT4YOU nosaka attiec?g? l?me?a varas un konkr?tu filtru izmantot ?rst?šanai, dažus so?us izv?loties video, t?s parametrus, piem?ram, ?das kr?sa un matu kr?sa un izskats. Beig?s video par?d?s savu atbilstošo p?rbaudei atlas?to datu kopsavilkumu un tiks turpin?ts uz ?rst?šanu.

#### FOTO ATJAUNOŠANOS APSTR?DE

(papildiesp?ja)-netiks izmantots operators l?l?j? (D.M. 110/2011).

Foto atjaunošanas ir pan?kta, pateicoties labv?l?go ietekmi ražot? impulsa gaismas terapijas, kas stimul? skartaj?m zon?m, Atmosferas to pareizu un fizisku darb?bu.

Novatoriskas tehnolo?ijas, ko pied?v? LIGHT4YOU par?d?ja redzami uzlabojumi ?das anom?lijas piem?ram: rosacea, grumbas, virspus?ji kapil?ru, hypotonicity epidermu.

Spilgtu zibspuldzes sp?j aktiviz?t ?du, stimul?jot ražošanu jaun? kolag?na, kas revitalizes ?das tekst?ru un konsekvenci.

- Spot 15 mm x 50mm (7,5 cm<sup>2</sup>)
- Filtri (2)
- Foto epilācijas:
- 600 nm filtru (piemērota šķēdēm I-II-III)
- 640 nm filtru (der phototype IV-V-VI)
- Enerģija izplūst: regulējams no 0,5 līdz 18 J/cm<sup>2</sup>
- Amplitūdas vietas 20 ms
- Viena vai vairākas vietas vietas funkcija (nepārtraukta izvades reklāmas, lai pārtrūtu apstrādi)
- Pauze starp reklāmas vairākas vietas režīmā: regulējams no 1 līdz 4 s
- Lāzēšanas laiks pēc pulsa: 250 ms (0,25 sekundes)
- Gaismas iekārtu dzesēšanas sistēma: apvienot ūdens, gaisa + termoelektriskiem dzesētājiem
- Pilnīgi temperatūras iestatījums emisijas šķēdē Kontaktpersona: -5 °C līdz 5 °C
- Kalpošanas 60000 vietas lamp
- Vidējais elektroenerģijas patēriņš darbībā: 180 W
- Maksimālā jauda: 2200 W
- Spriegums 230 V/50 Hz