



Estetic? - MUSTER

LIGHT4YOU

Rapid la fa?a locului 60000 impulsuri lumin?-nedureoasa-o briza



muster

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



LIGHT4YOU

Rapid la fa?a locului 60000 impulsuri lumin?-nedureoasa-o briza

- 7 touch ecran display color"
- 60000 locului
- Dimensiuni mari de zona tratat? pentru singur Spotlight: ben 7.5 cm2
- Combinat aerul de r?cire + apa si termoelectric
- Tratament: rata de r?cire din Pila ?i tehnologiei sale sofisticate, garanteaza o reducere semnificativ? a timpului de tratament.

PROFESIONALE cu aer ?i ap? R?CIT? echipamente

Lumina pulsata, o îndep?rtarea p?rului inovatoare, rapid ?i eficient, non-invaziva de tratament. Folosind energia s-a concentrat pe Xenon Lumina, acte de aplicare direct pe bec de p?r cu rezultate uimitoare. Intensitate mare foto-epilare IPL exploateaza principiul de fototermolizei selective, genereaz? o serie de flash-uri care inhiba celulele responsabile pentru p?r de dezvoltare, contribuind la eliminarea progresiv? ?i permanenta a parului nedorit.

ISTORICUL MEDICAL COMPUTERIZAT

Istoricul medical computerizat este simpl? ?i intuitiv?. Pur ?i simplu atinge?i video la func?ia dorit? ?i aparatul v? permite s? u?or ia în considerare to?i parametrii pentru a stabili un tratament adecvat-toate într-o chestiune de secunde. LIGHT4YOU determin? un nivel adecvat de putere ?i se filtreaz? specifice s? foloseasc? pentru tratament, prin selectarea, la câ?iva pa?i de o pagina, parametrii cum ar fi culoarea pielii, culoarea p?rului ?i aspectul. La sfâr?itul anului video va afi?a pentru dumneavoastr? verificare corespunz?toare, un rezumat al datelor selectate ?i va proceda la tratament.

FOTO-INTINERIREA TRATAMENT

(op?ional)-nu pentru a fi utilizate de c?tre operator în Italia (D.M. 110/2011). Foto-intinerirea se realizeaz? datorit? efectelor benefice produse de tratament lumina pulsata, care stimuleaza zonele afectate, trezirea lor func?ionarea adecvat? ?i natural?. Tehnologiile inovative oferite de LIGHT4YOU a aratat imbunatatiri vizibile în anomalii cutanate cum ar fi: acnee rozacee, riduri, capilarele superficiale, hypotonicity ale

epidermei. Flash luminos este capabil? de a activa în piele, stimularea producerii de colagen nou, care revitalizeaza pielea textura ?i consisten?a.

- Spot 15 mm x 50 mm (7,5 cm²)
- Filtre (2)
- Foto-epilare:
 - 600 nm filtru (potrivit pentru pielea tipuri I-II-III)
 - 640 nm filtru (se potrive?te Fototipie IV-V-VI)
- Energia emis?: reglabil 0.5-18 J/cm²
- Amplitudinea spot 20 ms
- Simple sau multiple la fa?a locului loc func?ia (ie?irea continu? reclame pentru a accelera prelucrarea)
- S? întrerupe?i între reclame în modul multiple de la fa?a locului: reglabil de la 1 s 4 s
- Timp de înc?rcare dup? puls: ms 250 (0.25 secunde)
- Lumina unitatea sistem de racire: combinat apa + aer + termoelectric
- Setare temperatura de cristal de emisie
piele de contact:-5 ° C 5 ° c
- Durata de via?? 60000 lamp? spot
- Consum mediu în func?iune: 180 W
- Putere maxim? de înc?rcare: 2200 W
- Tensiune 230 V/50 Hz