



## Estetika - MUSTER

### LIGHT4YOU

Hitro spot 60000 IMPULZNI LIGHT-nebole?e-a vetri?



**muster**

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



### LIGHT4YOU

Hitro spot 60000 IMPULZNI LIGHT-nebole?e-a vetri?

- 7 barvni zaslon na dotik"
- 60000 spot
- Velikosti tretirane površine za posamezen Spotlight: ben 7.5 cm2
- Kombinirani hladilni zrak + voda in termoelektri?ni hladilnik
- Zdravljenje: hitrosti ohlajanja na šesterokotni in napredno tehnologijo, zagotavlja znatno zmanjšanje ?asa obdelave.

#### STROKOVNO zrak in vodo OHLADI opreme

Pulzirajo?e svetlobe, inovativne, hitro in u?inkovito, neinvazivno las odstranitev zdravljenja. Uporaba energije usmerjena Xenon lu?i, uporaba akti neposredno na lase žarnica z neverjetne rezultate. Visoke intenzivnosti foto-epilacija-IPL izkoriš?a na?elo selektivne photothermolysis, ki ustvarjajo vrsto utripa, ki zavirajo celice, ki so odgovorne za razvoj las, ki prispevajo k postopno in trajno odstranitev neželenih dlak.

#### RA?UNALNIŠKO ANAMNEZO

Ra?unalniško anamnezo je enostavna in intuitivna. Samo pipe video na %elena funkcijo in napravo vam omogo?a, da enostavno upoštevati vse parametre nastaviti ustrezno zdravljenje-vse v nekaj sekundah. LIGHT4YOU dolo?a ustreznih ravni mo?i in poseben filter uporabiti za zdravljenje, tako, da izberete video, v nekaj korakih njene parametre, kot so barva kože in las barva in videz. Na koncu video prikaže, za vaše ustrezno preveriti Povzetek izbranih podatkov pa bo nadaljeval zdravljenje.

#### FOTO-POMLAJEVANJE ZDRAVLJENJA

(neobvezno)-ni za uporabo z operatorjem v Italiji (D.M. 110/2011). Foto-pomlajevanje dosežemo zaradi zdravnih u?inkov, ki jih pulzirajo?e svetlobe zdravljenja, ki spodbujajo na prizadetih obmo?jih, prebujanje, pravilno in naravno delovanje. Inovativnih tehnologij, ki jih LIGHT4YOU pokazala vidnih izboljšav v nepravilnosti kože kot so: rosacea, gube, površinske kapilare, hypotonicity povrhnjice. Svetel trenutek je zmožen v activate na koži, stimulira proizvodnjo novih kolagena, ki revitalizira kožo teksturo in konsistenco.

- Spot 15 mm x 50 mm (7,5 cm<sup>2</sup>)
- Filtri (2)
- Foto-epilacija:
  - 600 nm filter (primeren za kožo vrste I-II-III)
  - 640 nm filter (ustreza fototip IV-V-VI)
- Energija: nastavljiva v območju od 0,5 do 18 J/cm<sup>2</sup>
- Amplituda spot 20 ms
- Eno ali več spot spot (neprekinjeno delovanje reklame za pospešitev obdelave)
- Pavza med reklame v več samem načinu: nastavljen 1 s 4 s
- Polnjenje čas po utrip: 250 ms (0,25 sekunde)
- Lahka enota hladilni sistem: skupaj voda + zrak + termoelektrični hladilnik
- Kristalno temperaturo emisij stik s kožo: -5 ° C do 5 ° C
- Življenjska doba 60000 spot svetilka
- Povprečna poraba v operaciji: 180 W
- Največja moč polnjenja: 2200 W
- Napetost 230 V/50 Hz