



Barvy na vlasy - IT&LY

AQUARELY

s intenzivní mikro pigmenty a pšeničné proteiny



IT&LY[®]
HAIR FASHION

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



AQUARELY

s intenzivní mikro pigmenty a pšeničné proteiny

Exkluzivní permanentní barvy formulovány s inovativní emulgované nano mikro pigmenty m?že lépe proniknout do kufru s nízkým obsahem amoniaku a pšeničné proteiny že overhauling capello , ponechává ji hydratovanou a m?kké, brilantní. Barva je živá a trvá déle, zaručující dokonalé bílé vlasy pokrytí.

Obsahuje:

- **INTENZIVNÍ mikro pigmenty:** pigmentu nano-microemulsionati jsou schopny pronikat hluboko mezi dutinami a vazba na vlasy keratinová vlákna. D?ležitou výhodou, která pochází z použití této inovativní technologie je snížení již tak nízká obsah amoniaku snížené pigmentu velikosti vyžaduje pouze ?ástečné otev?ení kutikuly je stále tak semena.
- **PŠENIČNÝ PROTEIN:** hydrolyzované pšeničné proteiny hrají klimatizace a restrukturalizaci akce , chránit pokožku a kapilárního vlákna, dává jemnost a hedvábnost vlasy. Jejich je také ú?inný antioxidant a snižuje tvorbu volných radikál?.
- **LEVANDULOVÁ silice:** delikátní levandulového esenciálního oleje je neju?tší uplatn?ní v kapilární lé?by, kde uklid?ující a disarrossanti umožň?ují použití b?lidlech, i v p?ípad? použití na citlivou ple?.

odstíny: 103 h?iš?.

návod k použití: zvolit odstín barvení krému AQUARELY použít. ?ed?ní 1: 1 , 5 s Aquarely oxidační emulze. Zmáknout 50 ml barviva krém Aquarely , odpovídající obsah zkumavky st?ední v plastové mísy a promíchejte s ml 75 Aquarely oxidační emulze do hladkého krému , následující pokyny:
-TÓN v tónu: 50 ml smetany barvivo , 75 l na vás 10 oxidační emulze , expoziční ?as 25 minut.

-LIGHTENING 1 tón: 50 ml krém barvivo , 75 ml na 20 vás oxidační emulze, expoziční doba 30 minut.
-BĚLICÍ tóny: doba expozice , 75 ml na 30 vás oxidační emulze, zbarvení Cream 50 ml 2 35 minut.
-3 odstíny bělení: krém 50 ml , 75 jsem barvit oxidační emulze 40, expozice čas 40 minut.
-ULTRA-LIGHTENING krém: 50 ml krém barvivo , 100 ml na 40 vás oxidační emulze, expoziční doba 45 minut.

balení: 100 ml zkumavky.