



Tono en el tono - Hair - DIKSON

REVITALIZA LAS MÁSCARAS DE COLOR
sin amoníaco, oxígeno y p-Phenylenediamine

DIKSON



✉ bbazar@globelife.com
☎ +39 0331 1706328



REVITALIZA LAS MÁSCARAS DE COLOR
sin amoníaco, oxígeno y p-Phenylenediamine

Entre un color y el otro , revive el color existente, dando el pelo el esplendor de una coloración recién hechos. En el pelo con tonalitate rubia cobre , chocolate o rojo, COLOR matiz anima a máscara de méches actúa resaltando y revivir el fulgor y el brillo del cabello. Su ph ácido acondicionado fórmula nutre el cabello sin apelmazarlo y hacerla brillo sedoso y suave. Puede también utilizarse en cabello natural para una luz nueva y más intensa. Disminuye gradualmente hasta que desaparece después del tercer lavado. No cubre canas.

tonos: disponible en 5 variantes diseñadas para cumplir con todos sus matices de color de pelo.

- Para cabellos rubios: recomendada en cabellos teñidos con tono Rubio , Luz, CHIARISSIMO Rubio Rubio y rubio EXTRA claro.
Resultado: reflejos enérgicos y tonos dorados caliente.
- Para el cabello castaño y rubio oscuro color de cabello: se recomienda con tonos Castaños , Marrón claro, marrón y rubio oscuro.
Resultado: Intensos matices de tonos Chocolate y castañas.
- El cabello color cobre: recomendada en cabello teñido color luz cobre con cobre , Oscuro, TIZIANO Tiziano oscuro y la luz.
Resultado: Intensos y agradables tonos COBRIZOS cobreado.
- PELO rojo y caoba: recomendada en cabellos teñidos con luz roja tonos , Rojo oscuro, caoba y caoba oscuro.
Resultado: Reflexiones de rojo intenso y tonalidades.
- Para el cabello con MÉCHES o con insolación: recomendado para encender colorante amarillento o excesivamente BROWNEO blanqueada con insolación o de color con SUPER aligeramiento COLORACIONES.
el color de la máscara no influya en el color resultante en el cabello.

instrucciones de uso: se aplican como una máscara después de cualquier color. el número de aplicaciones varía dependiendo de la longitud del cabello. promedio: 10/12 aplicaciones.

empaquetado: tubos de 250 ml.