



Décolorants pour les cheveux - IT&LY

ITELY AQUARELY BLOND COMPACT libération progressive de blanchisseur d'oxygène



IT&LY[®]
HAIR FASHION

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



ITELY AQUARELY BLOND COMPACT libération progressive de blanchisseur d'oxygène

Avec protéines de blé et d'huile essentielle de lavande

Exceptionnel micro- granulaire poudre décolorante compacte à libération progressive exclusion de l'oxygène. Garantit à la fois la vitesse et la puissance de blanchiment de la poudre est l'action de protection et le conditionnement d'une crème grâce aux protéines de blé.

Idéal pour un service ou un éclaircissement de l'enlèvement de la couleur dans une partie calme et sûr de la coiffure d'utilisation. La nouvelle composition du produit permet d'optimiser la taille des particules de poussière empêchant sa dispersion dans l'environnement lors du prélèvement et de mélange, évitant ainsi le risque d'inhalation, souvent provoquer une gêne lors de l'utilisation. En outre, l'uniformité de la poudre empêche le dépôt dans le temps des particules les plus lourdes garantissant la constance absolue des résultats.

Facile à mélanger, agréablement parfumée, ne gonfle pas et reste compact pendant toute la durée d'application, éclaircit jusqu'à 6/ 7 tons.

La libération progressive de l'oxygène fournit une plus grande efficacité. Les protéines de blé protéger et nourrir les cheveux tandis que l'huile essentielle de lavande a un effet calmant.

méthode **d'utilisation** : prendre 2 boules de AQUARELY BLOND COMPACT et mélangé avec 90 ml d' oxydant Aquarely Emulsion selon les critères suivants :

degré de blanchiment 3 TONI : vol 20, l'obturateur 20 minutes

.degré de blanchiment 4 TONI : vol 30, l'obturateur 30 minutes

.degré de blanchiment 6 TONI : vol 40, l'obturateur 40 minutes

.N'importe quel type de cheveux peut être répondu de manière subjective le produit. Par conséquent les vitesses d'obturation et les volumes sont proposés pour être considéré comme titre indicatif. La pose sous une source de chaleur n'est pas nécessaire.

paquet :. pot de 500 gr