



## Tone on Tone - haj - CHARME & BEAUTY

### DEKOTTO

color közvetlen UVA - UVB védelem



✉ bbazar@globelife.com  
☎ +39 0331 1706328  
🌐 www.globelife.com/charme-beauty-parrucchieri



### DEKOTTO

color közvetlen UVA - UVB védelem

Védi és meghosszabbítja a fényer? és a szín telítettségét. Alkalmazva a természetes haját biztosít ragyogó és finom refl.

- KEZELÉSE POST -COLOR : finomítani, és ad egy értékelési még nyilvánvalóbb, er?s és fényes a gondolkodás.

- Fenntartó kezelés KÖZÖTT SZÍNEK: meg?rizni id?vel, beleértve a színez? szolgáltatást, a másik, a megjelenése az egészséges, vitális haj.

- REFLECTIONS CORRECTION KEZELÉS SIDE : Annak érdekében, hogy módosítsa a várt eredményt kapott a teljesítmény DIY, hogy járjon el a változás tévesnek bizonyult, vagy a helyes reflexek, amelyek nem megfelel?ek.

- KEZELÉSE felvételek és V. csíkok : az új játszik a fény és a szín tónus az els? helyreállító er?, az er? és a széls?séges fényerejét a szálak kihasználva. Nagy tonalizzazioni és megszüntetése csúnya klasszikus hatások kapott fehérit?.

- Természetes haj kezelés : Azok számára, akik szkeptikusak a világon a professzionális színez? és szeretnének megközelíteni óvatosan, azok számára, akik szeretnének megtapasztalni átmeneti változások a képet, azok számára, akik nem akarják, hogy minimálisan változtatja meg a természetes textúra a haj, de szeretné, hogy fokozza a jellemz?it, azok számára, akik nem akarnak kötni, hogy a szolgáltatást, amely el?írja id?beli folytonosságát, DEKOTTO tökéletes termék, köszönhet?en a jellemz?, hogy teljesen elveszíti követheti használata után mindössze 3/5 mosás.

- FEHÉR haj kezelés : igényeinek kielégítésére, akik nem szeretik a színes ?sz hajú, és azt szeretnének, hogy ellepje nélkül eljáró kémiai és azok számára, akik, éppen ellenkez?leg, egyszer?en csak szeretné növelni a fényer? megváltoztatása nélkül a reflektorok. A termék képes cselekedni célzott módon.

**Shades** 8 ragyogó árnyalat, hogy divatos : fekete, barna élénk lila piros, barna, arany, réz, t?zvörös, ezüst.

**box** : 200 ml-es tubus.