



Matu krāsas - IT&LY

AQUARELY

ar intensīvu mikro pigmenti un kviešu proteīni



IT&LY[®]
HAIR FASHION

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



AQUARELY

ar intensīvu mikro pigmenti un kviešu proteīni

Ekskluzīvas pastveģu krāsošana formulā ar novatorisku nano mikro Emulģtas pigmentu var iekļūt labāk stumbrs ar zemu amonjaka saturu un kviešu proteīni, overhauling capello, atstājot to hidratēts un mīksts, izcili. Krāsa ir vitāla un ilgstoša, garantē perfekto balto matu segumu.

Satur:

- **INTENSĪVA MICRO PIGMENTU:** pigment nano-microemulsionati spēj iekļūt dziļi dobumos un sasaistīt keratīna matu šķiedras. Svarīga priekšrocība, kas nāk no šo novatorisko tehnoloģiju izmantošana ir jau tūlīt zemo satura samazināšana amonjaka jo pazemina pigmenta lielums ir nepieciešama tikai daži aizdare cuticles pieaug tik sīklas.
- **KVIEŠU PROTEĪNS:** kviešu hidrolizētus proteīnus spēj kondicionēšana un pārstukturēšanas darbību, aizsargājot galvas un kapilāru šķiedras, piešķir tai maigumu un silkiness matus. To ir arī efektīvs antioksidants un samazina brīvradikālu veidošanos.
- **LAVANDAS TERISKĀ:** delikāts lavandas teriskā ir vislielākais pieteikumu kapilārurstēšanu kur nomierinoša un disarrossanti, auz izmantot bleaching pulvera pat tad, ja piemēro jutīgu ādu.

tošos: 103 pi.

lietošanas noteikumi: izvālieties krāsvielas jālieto krāms AQUARELY n. Atšaidījums 1: 1, 5 ar Aquarely, oksidējot emulsiju. Izspiest 50 ml krāsvielu krāms Aquarely, atbilst vidēj caurules saturu vārst plastmasas bārdū un sajauc ar ml 75 Aquarely oksidējošas emulsiju, līdz gluda krāms, pēc virzienos:
-Tošas SIGNĻU: krāms 50 ml dye, 75 es jums 10 oksidējošas emulsijas, ekspozīcijas

laiks 25 min?tes.

-1 TONIS LIGHTENING: 50ml kr?juma kr?sošanas , 75 ml pie jums 20 oksid?jošanas emulsijas, ekspoz?cijas laiks 30 min?tes.

-BALIN?ŠANU sign?li: 50ml 2 kr?sojuma Cream , 75 ml pie jums 30 oksid?jošanas emulsijas, ekspoz?cijas laiks 35 min?tes.

-3 BALIN?ŠANU TO?OS: kr?ms 50 ml , 75 es izmantojot par izejvielu kr?sošanas oksid?jošanas emulsija j?s 40, ekspoz?cijas laiks 40 min?tes.

-ULTRA-ZIBENS LOSJONS: 50ml kr?juma kr?svielās , 100 ml pie jums 40 oksid?jošanas emulsijas, ekspoz?cijas laiks 45 min?tes.

iepakojums: 100 ml m??en?.