



Matu krāsas - IT&LY

AQUARELY

ar intensīvu mikro pigmenti un kviešu proteīni



IT&LY[®]
HAIR FASHION

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



AQUARELY

ar intensīvu mikro pigmenti un kviešu proteīni

Eksklusīvas pastveģe krāsošana formulā ar novatorisku nano mikro Emulģtas pigmentu var iekļūt labāk stumbrs ar zemu amonjaka saturu un kviešu proteīni, overhauling capello, atstājot to hidratēts un mīksto, izcili. Krāsa ir vitāla un ilgstoša, garantē perfektu balto matu segumu.

Satur:

- **INTENSĪVA MICRO PIGMENTU:** pigment nano-microemulsionati spēj iekļūt dziļi dobumos un sasaistīt keratīna matu šķiedras. Svarīga priekšrocība, kas nāk no šo novatorisko tehnoloģiju izmantošana ir jau tūz zemo satura samazināšana amonjaka jo pazeminātā pigmenta lielums ir nepieciešama tikai daļēji aizdare cuticles pieaugušajiem.
- **KVIEŠU PROTEĪNS:** kviešu hidrolizāta proteīni spēj kondicionēt un pārstrukturēt darbu, aizsargājot galvas un kapilāru šķiedras, piešķir tai maigumu un silkiness matus. To ir arī efektīvs antioksidants un samazina brīvradikālu veidošanos.
- **LAVANDAS TERISKĀ:** delikāta lavandas teriskā ir vislielākais pieteikumu kapilārurstāšanu kur nomierinoša un disarrossanti, auz izmantot bleaching pulvera pat tad, ja piemēro jutīgādu.

toos: 103 pi.

lietošanas noteikumi: izvālieties krāsvielas jlieto krāms AQUARELY n. Atšaidjums? 1: 1, 5 ar Aquarely, oksidējot emulsiju. Izspiest 50 ml krāsvielu krāms Aquarely, atbilst vidēj caurules saturu vārstplastmasas bādu un sajauc ar ml 75 Aquarely oksidjošas emulsiju, līdz gluda krāms, pēc virzienos: -Toa SIGNĻU: krāms 50 ml dye, 75 es jums 10 oksidjošas emulsijas, ekspozīcijas

laiks 25 min?tes.

-1 TONIS LIGHTENING: 50ml kr?juma kr?sošanas , 75 ml pie jums 20 oksid?jošas emulsijas, ekspoz?cijas laiks 30 min?tes.

-BALIN?ŠANU sign?li: 50ml 2 kr?sojuma Cream , 75 ml pie jums 30 oksid?jošas emulsijas, ekspoz?cijas laiks 35 min?tes.

-3 BALIN?ŠANU TO?OS: kr?ms 50 ml , 75 es izmantojot par izejvielu kr?sošanas oksid?jošas emulsija j?s 40, ekspoz?cijas laiks 40 min?tes.

-ULTRA-ZIBENS LOSJONS: 50ml kr?juma kr?svielās , 100 ml pie jums 40 oksid?jošas emulsijas, ekspoz?cijas laiks 45 min?tes.

iepakojums: 100 ml m??en?.