



## Hår Plat - LABOR PRO

### B254 KERATINSLINGOR 230 platttängerultraljudsbehandling keratin



✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)  
☎ +39 0331 1706328  
🌐 [www.globelife.com/laborprohair/](http://www.globelife.com/laborprohair/)

### B254 KERATINSLINGOR 230 platttängerultraljudsbehandling keratin

KERATIN platta 230, som används vid en maximal temperatur på 180 ° C, är perfekt för en smidig strukna, lockar och vågor. Används till 230 ° C och i kombination med ultraljudsfunktion, har alla egenskaper för att utföra funktionen att täta keratin behandlingar.

- Fat i Metall Guld
- Digital display
- Funktion ultraljud (hjälp till nedbrytning av molekylerna till ett större engagemang för Keratin behandling)
- Digital termostat förinställas vid 180 ° C under en kanonisk användning av plattan, men med möjlighet att öka temperaturen upp till 230 ° C under behandlingar till Keratin
- Silikonkabelmed svängbara 360 grader.