



Permanent hår - EXTREMO

PERMANENT + OM FASTSTÄLLANDE

curling hår vätska

extremo
professional

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



PERMANENT + OM FASTSTÄLLANDE

curling hår vätska

Finns i följande versioner:

- för capellinaturali eller röv,
- för behandlat hår eller hårfäste,
- för skadat hår eller markerade hår.

Konsekvens av igelkott erhålls varierar beroende på diametern på staven används.

Bruksanvisning: efter montering av alla papiljotter, mätta med permanent vätska, lämna på så länge som behövs, kontrollera varje 5 minuter curl-status. Användningen av värmekälla minskar exponeringstiden. Skölj noggrant med varmt vatten, SANDSKÄDDA och gälla fastställande vätskan, med cirka 15 minuters pose. Skölj Rod monterad, ta bort papiljotter och tvätta med schampo acidifier.

förpackning: 500 ml flaska.

OM FASTSTÄLLANDE AV VÄTSKA

Universal permanent montering vätska med doft av exotiska frukter. Lämplig för fixering av rippel skapats av permanent.

förpackning: 1000 ml flaska