



Saç boyalar? - IT&LY

AQUARELY

yo?un mikro pigmentler ve bu?day proteinler



IT&LY®

HAIR FASHION

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



AQUARELY

yo?un mikro pigmentler ve bu?day proteinler

Yenilikçi nano mikro emülsiyon pigmentler ile formüle edilmi? özel kal?c? boyama daha dü?ük içeri?i amonyak ve bu?day proteinler ile gövde içine , sulu ve yumu?ak parlak terk, overhauling bu capello nüfuz.

Renk canl? ve mükemmel beyaz saç kapsama garanti daha uzun sürer.

?çerir:

- YO?UN mikro pigmentler: pigment nano-microemulsionati oyuk ve keratin saç tellerini ba?lama aras?ndaki derin nüfuz mümkün. Bu yenilikçi teknoloji kullan?m?ndan gelir önemli bir avantaj zaten dü?ük içeri?i azalma oldu?unu azalan pigment boyutu yaln?zca k?smi aç?i??? cuticles gerektirdi?inden amonyak kadar artmaktadır tohum.
- BU?DAY PROTE?N?: hydrolysed bu?day protein oynamak klima ve eylem , kafa derisi ve k?lcal lifler korunmas?, yeniden yap?lanma saç için yumu?akl?k ve dille veriyor. Onlar?n da etkili anti-oksidan ve serbest radikallerin olu?umunu azalt?r.
- Lavanta ESANS?YEL ya??: hassas lavanta esansiyel ya?? en büyük k?lcal damar tedavileri nerede yat??t?r?c? ve disarrossanti a?artma toz bile hassas ciltlerde uygulanan kullan?ls?n uygulamas?d?r.

gölgeler: 103 sahalard?.

Kullan?m Talimat?: krem AQUARELY uygulamak için renk tonu seçin. Seyreltme 1: 1 , emülsiyon oksitlenmesini Aquarely ile 5. 50 ml krema Aquarely boyama s?kmak , orta tüpün içeri?ini plastik bir kar??i?k gelen kase ve kar??t?rmak ile ml 75 Aquarely kadar yumu?ak krem emülsiyon oksitleyici , yönergeleri izleyerek:
-Zil sesi tonu: 50 ml krema boya , 75 ben size emülsiyon oksitleyici 10 , pozlama süresi 25 dakika.

-1 ton ayd?nlatma: 50 ml krema boya , 75 ml 20 size em?lsiyon oksitleyici, pozlama s?resi 30 dakika.

-BEYAZLATMA sesleri: 50 ml 2 Boyama krem , 30 size em?lsiyon oksitleyici 75 ml, pozlama s?resi 35 dakika.

-3 TONDAN A?ARTMA: kremi 50 ml , ? oksitleyici i?in boya 75 em?lsiyon sen 40, pozlama s?resi 40 dakika.

-ULTRA-ayd?nlatma losyonu: 50 ml krema boya , 40 size em?lsiyon oksitleyici 100 ml, pozlama s?resi 45 dakika.

Ambalaj: 100 ml t?p.