



## Hair Rette - LABOR PRO

### B254 KERATIN 230

plate rettetang ultralyd behandling keratin

LABOR  
pro hair



LABOR  
p r o

✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)

☎ +39 0331 1706328

🌐 [www.globelife.com/laborprohair/](http://www.globelife.com/laborprohair/)

### B254 KERATIN 230

plate rettetang ultralyd behandling keratin

KERATIN plate 230, brukt på en maksimumstemperatur på 180 ° C, er perfekt for en glatt strykes, krøller og bølger. Brukes til 230 ° C og kombinert med ultralyd funksjon, har alle egenskapene til å utføre funksjonen til forsegling av keratin behandlinger.

- Skåler i Metal Gold

- Digitalt display

- Funksjon ultralyd (hjelper i nedbryting av molekyler til en større tilknytning til Keratin behandling)

- Digital termostat forhåndsinnstilt ved 180 ° C i en kanonisk bruk av platen, men med mulighet for å øke temperaturen opp til 230 ° C for behandling i Keratin

-. Silikon kabel med svingbare 360 grader